

Afname CHL / GO / TV / Mg-onderzoek (vrouw)



1

Open de verpakking en haal de swab (wattenstaaf) eruit.



2

Houd de swab ongeveer in het midden vast, tussen duim en wijsvinger. Neem een licht gehurkte positie aan.




3

Breng de swab ongeveer 5 cm in de vagina en draai de swab gedurende 10 tot 30 sec. rond zodat deze de vaginawanden raakt. Neem daarna de swab uit de vagina zonder de huid te raken.



4

Houd de swab in uw hand en terwijl u deze vasthoudt, schroeft u het dopje van het buisje.



5

Doe de swab in het buisje, met het watje naar beneden.



6

Breek de swab voorzichtig af bij het afbreekstreepje. Gooi het afgebroken staafje weg.




7

Schroef de dop op het buisje en draai deze goed dicht.



8

Schrijf ook de afnamedatum op de sticker.



9

Doe het buisje terug in de blister samen met een absorberend velletje. Stop de blister in de sealbag en doe deze terug in de groene envelop.

Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Instructie CHL / GO / TV / Mg-onderzoek (vrouw)

Na een afspraak met uw (huis)arts heeft u een aanvraagformulier en een afnameset mee naar huis gekregen om u (uit voorzorg) te testen op een Seksueel Overdraagbare Aandoening (SOA). In de groene envelop vindt u een sealbag met daarin een plastic doosje (blisters). In de blister vindt u een swab (wattenstaaf) en een buisje.

U kunt de afname thuis verrichten, in alle rust en privacy. Om de kwaliteit van de uitslag te waarborgen is het van belang dat de afname op de juiste manier door u wordt uitgevoerd. Lees daarom deze instructies aandachtig door voordat u start met de afname.

Vorbereiding

- ⊕ Voer de afname uit in de ochtend, na het opstaan en vóór de eerste ochtendurine
- ⊕ Was uw handen met water en zeep voordat u aan de afname begint
- ⊕ Zorg ervoor dat de swab enkel de te onderzoeken huid raakt (zie hiervoor instructie)
- ⊕ Let op dat u geen vloeistof uit het buisje morst

Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Zorg ervoor dat de groene envelop compleet is

- ⊕ Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in de plastic verpakking samen met een absorberend velletje, verpak dit in het plastic zakje en plak deze dicht.
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
- ⊕ Stop het plastic zakje samen met het ingevulde formulier in de groene envelop.
- ⊕ Lever de envelop in bij uw huisarts.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ info@diagnovum.nl 🌐 www.diagnovum.nl ☎ 088 007 54 00

diagnovum 