

# Afname MRSA



1 Houd de swab ongeveer in het midden vast, tussen duim en wijsvinger.




2 Houd de swab in uw hand en terwijl u deze vasthoudt, schroeft u het dopje van het buisje.



4 Doe de swab in het buisje, met het watje naar beneden.



5 Breek de swab voorzichtig af bij het afbreekstreepje. Gooi het afgebroken staafje weg.



3 Afname via keel, neus en perineum (gebruik hiervoor drie aparte eswabs).



6 Schrijf de afnamedatum op de sticker. Ook de afname optie moet op de buis worden geschreven (bv keel, neus of rectaal).



7 Doe het buisje terug in de blister, samen met een absorberend velletje. Stop de blister in de sealbag en doe deze terug in de groene envelop.

## Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

# Instructie MRSA

**Uw (huis)arts of verloskundige heeft MRSA-onderzoek aangevraagd. Nadat u de swabs (wattenstaafjes) voor keel, neus en perineum heeft ingeleverd, worden deze onderzocht in het laboratorium.**

## Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

### Zorg ervoor dat de groene envelop compleet is:

- ⊕ Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in de plastic verpakking samen met een absorberend velletje, verpak dit in het plastic zakje en plak deze dicht.
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
- ⊕ Stop het plastic zakje samen met het ingevulde formulier in de groene envelop.
- ⊕ Lever de envelop in bij uw huisarts.

## Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ [info@diagnovum.nl](mailto:info@diagnovum.nl) 🌐 [www.diagnovum.nl](http://www.diagnovum.nl) ☎ 088 007 54 00

diagnovum  adrz 