


Afname MRSA




Houd de swab ongeveer in het midden vast, tussen duim en wijsvinger.



Houd de swab in uw hand en terwijl u deze vasthoudt, schroeft u het dopje van het buisje.




Afname opties: via neus, keel of rectaal.




Doe de swab in het buisje, met het watje naar beneden.



Breek de swab voorzichtig af bij het afbreekstreepje. Gooi het afgebroken staafje weg.



Schrijf de afnamedatum op de sticker. Ook de afname optie moet op de buis worden geschreven (bv keel, neus of rectaal).



Doe het buisje terug in de blister. Stop de blister in de sealbag en doe deze terug in de groene envelop.

Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Instructie MRSA

Uw (huis)arts of verloskundige heeft MRSA-onderzoek aangevraagd. Nadat u de swab (wattenstaaf) heeft ingeleverd, wordt deze onderzocht in het laboratorium.

Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Zorg ervoor dat de groene envelop compleet is:

- ⊕ Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in de plastic verpakking en verpak dit in het plastic zakje en plak deze dicht.
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
- ⊕ Stop het plastic zakje samen met het ingevulde formulier in de groene envelop.
- ⊕ Lever de envelop in bij uw huisarts.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ info@diagnovum.nl 🌐 www.diagnovum.nl ☎ 013 539 36 36

diagnovum  