


Afname plakbandpreparaat

1




Knip een stuk doorzichtig plakband af van ca. 10 cm lengte. Buig dit rondom een uiteinde van de spatel met de plakzijde naar buiten gericht.

2




Houd de uiteinden van de tape geklemd op de spatel vast met de duim en wijsvinger.

3



De beste houding voor materiaalafname wordt verkregen door de patiënt voorover gebogen op handen en knieën te laten zitten. Duw met de vrije hand de billen naast de anus naar buiten. Druk de, met plakband omgeven zijde van de spatel heen en weer tegen de anus en bilplooien. (links en rechts goed drukken)

4



De tape op het objectglaasje plakken (plakzijde naar beneden). Let op dat de tape er niet scheef op geplakt zit, of dat er luchtbelllen aanwezig zijn; dit bemoeilijkt het beoordelen van het preparaat. Plaats het objectglaasje in het preparaten verzenddoosje. Noteer de naam en geboortedatum van de patiënt op het preparaat en/of verzenddoosje.

Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en het preparaat of het preparaten verzenddoosje uw gegevens staan:

⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Instructie plakbandpreparaat

Uw (huis)arts heeft een onderzoek op oxyuren (enterobius vermicularis) d.m.v. een plakbandpreparaat aangevraagd. Nadat u het preparaat heeft ingeleverd wordt dit bekeken in het laboratorium.

Afname instructies

De uitstrijkjes dienen altijd gedurende ochtenduren te worden uitgevoerd en de patiënt mag geen ontlasting gehad hebben. De huid rondom de anus mag vooraf niet worden gewassen. Gebruik disposable handschoenen en/of was de handen grondig na het beëindigen van de procedure.

In de verpakking vindt u:

- ⊕ Disposable handschoenen
- ⊕ Houten spatel
- ⊕ Preparaten verzenddoosje
- ⊕ Absorberend zakje

Verder heeft u een schaar en doorzichtig plakband (15-25 mm) nodig. Dit vindt u niet in de verpakking.

Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Zorg ervoor dat de plastic verpakking compleet is

- ⊕ Sluit het preparaten verzenddoosje (met uw gegevens) en plaats het in het absorberend zakje en stop dit in de plastic verpakking (safetybag).
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig ingevuld is en stop dit in de buidel van de plastic verpakking.
- ⊕ Verwijder de plakstrip en plak de verpakking dicht.
- ⊕ Lever de plastic verpakking in bij uw huisarts.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ info@diagnovum.nl 🌐 www.diagnovum.nl ☎ 088 007 54 01

diagnovum  **ZorgSaam**