

Afname voor Urineonderzoek



1

Draai het deksel van het potje open. Vul het potje direct met uw urine tot ongeveer halverwege. Draai daarna het deksel op het potje.



2

Haal aan de bovenzijde van het potje het papieren lipje van het deksel. **Let op:** onder dit lipje zit een klein naaldje onder het grijze rubber!




3

Druk de (eerste) buis ondersteboven stevig in het gat totdat u urine in de buis ziet verschijnen, houd de buis zo 10 seconden zo vast.



4

Vul op dezelfde wijze alle buizen die u heeft gekregen. Plaats daarna het papieren lipje terug op de opening.



5

Plak het etiket met uw gegevens en barcode op iedere buis en stop deze samen met de formulieren in de bijgeleverde zak.



6

Gooi het restant van de urine in het potje weg in het toilet. Schroef de dop goed op het potje. Het potje kunt u daarna in de afvalcontainer werpen.

Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Afname Urineonderzoek

Uw (huis)arts of verloskundige heeft urineonderzoek aangevraagd. Nadat u de urine heeft ingeleverd wordt deze onderzocht in het laboratorium. In de verpakking vindt u een urine buisje met bruin/beige dop en een absorberend zakje. Daarnaast heeft u van uw huisarts een urinebeker meegekregen. Om de kwaliteit te waarborgen is van belang dat de afname op de juiste manier wordt uitgevoerd. Lees daarom deze instructie aandachtig door voordat u start met de afname.

Afname instructies en gebruiksaanwijzing materiaal

Voor dit onderzoek dient u de eerstestraals-urine op te vangen. Dit betekent dat u eerst in het potje plast en verder uitplast in het toilet. Vul het potje tot ongeveer halverwege. Volg daarna de stappen op de achterzijde.

Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Zorg ervoor dat de plastic verpakking compleet is:

- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in het absorberend zakje en stop dit in de plastic verpakking (safetybag).
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en stop dit in de buidel van de plastic verpakking.
- ⊕ Verwijder de plakstrip en plak de verpakking dicht.
- ⊕ Lever de plastic verpakking in bij uw huisarts.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ info@diagnovum.nl 🌐 www.diagnovum.nl ☎ 088 007 54 01

diagnovum  **ZorgSaam**