

Ontlasting


1

Belangrijk!



Schrijf de datum van de ontlasting op het aanvraagformulier, in de volgorde van dag/maand/jaar.

2



In het busje zit ongevaarlijke vloeistof, nodig voor de test.

3




Houd het busje rechtop terwijl u de gekleurde dop opendraait.

4




Aan de dop van het busje zit een staafje. De top van het staafje is geribbeld.

5




Prik de geribbelde top van het staafje op vier verschillende plaatsen in de ontlasting.

6




Alle groeven van het staafje moeten gevuld zijn. U kunt overtollige resten met toiletpapier verwijderen.

7




Doe het staafje terug in het busje en draai het dopje vast. Daarna het busje niet meer openen.

8



Vul de sticker in met uw gegevens en plak deze op het busje.

9



Doe het materiaal in het bijgeleverde zakje. Voeg het formulier in het voorste vak van het zakje.

Let op

- Lever het materiaal binnen 24 uur in
- **Lever het materiaal niet op vrijdag in bij uw huisarts of bij een bloedafname prikpost**

Afname ontlasting

Voorafgaand aan de test

- Voorkom bij het uitvoeren van de ontlastingstest dat uw ontlasting in aanraking komt met het water in het toilet, met name als u toiletblokjes gebruikt of andere middelen toevoegt aan het toiletwater.
- U kunt watercontact voorkomen door **gebruik te maken van de meegeleverde fecesvanger (ontlastingvanger)**. Volg hiervoor de instructies op de fecesvanger.

Houdbaarheid

- Het buisje is ongeopend langdurig houdbaar, gewoon bij kamertemperatuur.
- De houdbaarheid staat op het buisje. Als u nog niet in de gelegenheid bent om het monster af te nemen, dan heeft u daarvoor nog alle tijd.

Ongeschikte momenten om ontlasting te verzamelen

De verzameling van de ontlasting mag niet plaatsvinden:

- bij bloed in de urine;
- bij rectale bloedingen, bijvoorbeeld aambeien of verstopping;
- tijdens en tot drie dagen na de menstruatie.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

info@diagnovum.nl

www.diagnovum.nl

088 007 5450